



# Air11™

## Cellular information guide

English | Český | Dansk | Deutsch | Eesti | Español | Français | Italiano |  
Nederlands | Norsk | Polski | Português | Suomi | Svenska | Türkçe | Ελληνικά

### ENGLISH

#### Declaration of Conformity (DoC to the Radio Equipment Directive)

ResMed declares that the Air11 device (REF: 394xx, 395xx and WMOD: 39510, AIR114GT) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). A copy of the Declaration of Conformity (DoC) can be found on [ResMed.com/productsupport](https://www.resmed.com/productsupport)

If the device is marked with a Wireless Model Number (WMOD), refer to the bands that correspond with the WMOD number. If WMOD is absent, refer to the bands that correspond with the device's product model number (indicated by the REF symbol)

Bands applicable to REF: 394xx, 395xx and Wireless Model Number (WMOD): 39510

|              | Frequencies*                                    | Max RF power output (dBm) |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 2G           | 900/ 1800                                       | 33.0                      |
| 4G LTE Cat 1 | 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100                       | 23.0                      |
| LTE Cat-M1   | 700/ 800/ 850/ 900/ 1700/ AWS/ 1800/ 1900/ 2100 | 20.0                      |

Bands applicable to Wireless Model Number (WMOD): AIR114GT

|              | Frequencies*                                                                                         | Max RF power output (dBm) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2G           | 850/ 900                                                                                             | 35.5                      |
| 2G           | 1800/ 1900                                                                                           | 32.5                      |
| 4G LTE Cat-1 | 2100 (B1, B4, B66) / 1900 (B2)/ 1800 (B3)/ 850 (B5)/ 2600 (B7, B38) / 900 (B8)/ 800 (B20)/ 700 (B28) | 25.7                      |

\*Bands may not be available in all regions.

The device should be installed and operated with minimum distance 15 mm (0.59") between the equipment and the user's body.

The 4G LTE Cat 1 device can be used in all European countries without any restrictions.

All ResMed devices are classified as medical devices under the Medical Device Regulation. Any labelling of the product and printed material, showing  0123 relates to the Medical Device Regulation (EU) 2017/745.

## Prohlášení o shodě (Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních)

Společnost ResMed prohlašuje, že přístroj Air11 (REF: 394xx, 395xx a WMOD: 39510, AIR114GT) splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU (směrnice o rádiových zařízeních). Kopie příslušného prohlášení o shodě je k dispozici na adrese ResMed.com/productsupport

Pokud je přístroj označen číslem bezdrátového modelu (WMOD), vyhledejte pásma, která odpovídají číslu WMOD. Pokud WMOD není k dispozici, vyhledejte pásma odpovídající číslu modelu přístroje (označené symbolem REF).

Pásma platná pro REF: 394xx, 395xx a číslo bezdrátového modelu (WMOD): 39510

|                    | <b>Frekvence*</b>                       | <b>Maximální výkon VF (dBm)</b> |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 2G                 | 900/ 1800                               | 33.0                            |
| 4G LTE kategorie 1 | 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100               | 23.0                            |
| LTE kategorie M1   | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20.0                            |

Pásma použitelná pro číslo bezdrátového modelu (WMOD): AIR114GT

|                    | <b>Frekvence*</b>                                                                                    | <b>Maximální výkon VF (dBm)</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2G                 | 850/ 900                                                                                             | 35.5                            |
| 2G                 | 1800/ 1900                                                                                           | 32.5                            |
| 4G LTE kategorie 1 | 2100 (B1, B4, B66) / 1900 (B2)/ 1800 (B3)/ 850 (B5)/ 2600 (B7, B38) / 900 (B8)/ 800 (B20)/ 700 (B28) | 25.7                            |

\*Pásma nemusí být k dispozici ve všech regionech.

Přístroj by měl být instalován a provozován v minimální vzdálenosti 15 mm mezi zařízením a tělem uživatele.

Přístroj 4G LTE kategorie 1 lze používat ve všech evropských zemích bez omezení.

Všechny přístroje ResMed jsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky ve smyslu nařízení o zdravotnických prostředcích. Veškeré označení výrobku a tištěné materiály, na kterých je uvedeno, 0123 se vztahuje k nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.

## Overensstemmelseserklæring (DoC til radioudstyrsdirektivet)

ResMed erklærer, at Air11-apparatet (REF: 394xx, 395xx og WMOD: 39510, AIR114GT) overholder hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU (RED). En kopi af overensstemmelseserklæringen (DoC) kan ses på [Resmed.com/productsupport](https://resmed.com/productsupport)

Hvis enheden er mærket med et trådløst modelnummer (WMOD), skal du se de bånd, der svarer til WMOD-nummeret. Hvis der ikke er et WMOD, skal du se de bånd, der svarer til enhedens produktmodelnummer (angivet med REF-symbolet)

Bånd, der gælder for REF: 394xx, 395xx og trådløst modelnummer (WMOD): 39510

|              | Frekvenser*                             | Maks. RF-effekt (dBm) |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 2G           | 900/1800                                | 33,0                  |
| 4G LTE Cat 1 | 700/800/900/1800/2100                   | 23,0                  |
| LTE Cat-M1   | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20,0                  |

Bånd, der gælder for trådløst modelnummer (WMOD): AIR114GT

|              | Frekvenser*                                                                                 | Maks. RF-effekt (dBm) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2G           | 850/ 900                                                                                    | 35,5                  |
| 2G           | 1800/1900                                                                                   | 32,5                  |
| 4G LTE Cat-1 | 2100 (B1, B4, B66)/1900 (B2)/1800 (B3)/850 (B5)/2600 (B7, B38)/900 (B8)/800 (B20)/700 (B28) | 25,7                  |

\*Bånd er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner.

Enheden skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 15 mm mellem udstyret og brugerens krop.

4G LTE Cat 1-apparatet kan bruges i alle europæiske lande uden nogen begrænsninger.

Alle ResMed-apparater er klassificeret som medicinsk udstyr i henhold til forordningen om medicinsk udstyr. Enhver mærkning af produktet og trykt materiale, der viser  0123 vedrører forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745.

## Konformitätserklärung (gemäß der Richtlinie über Funkanlagen (Radio Equipment Directive))

ResMed erklärt, dass das Air11-Gerät (REF: 394xx, 395xx und WMOD: 39510, AIR114GT) den maßgeblichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Verordnung 2014/53/EU (RED) entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) kann unter [Resmed.com/productsupport](https://www.resmed.com/productsupport) eingesehen werden.

Wenn das Gerät mit einer Wireless Model Number (WMOD) gekennzeichnet ist, beziehen Sie sich auf die Frequenzbänder, die der WMOD-Nummer entsprechen. Wenn WMOD nicht vorhanden ist, beziehen Sie sich auf die Frequenzbänder, die der Produktmodellnummer des Geräts entsprechen (gekennzeichnet durch das Symbol REF)

Frequenzbänder, die für REF gelten: 394xx, 395xx und Wireless Model Number (WMOD): 39510

|               | Frequenzen*                             | Maximale HF-Ausgangsleistung (dBm) |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 2G            | 900/ 1800                               | 33.0                               |
| 4G LTE Kat. 1 | 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100               | 23.0                               |
| LTE Cat-M1    | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20.0                               |

Frequenzbänder, die für die Wireless Model Number (WMOD) gelten: AIR114GT

|               | Frequenzen*                                                                                          | Maximale HF-Ausgangsleistung (dBm) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2G            | 850/ 900                                                                                             | 35.5                               |
| 2G            | 1800/ 1900                                                                                           | 32.5                               |
| 4G LTE Kat. 1 | 2100 (B1, B4, B66) / 1900 (B2)/ 1800 (B3)/ 850 (B5)/ 2600 (B7, B38) / 900 (B8)/ 800 (B20)/ 700 (B28) | 25.7                               |

\*Frequenzbänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

Das Gerät sollte unter Berücksichtigung des Mindestabstands von 15 mm zwischen dem Gerät und dem Körper des Benutzers installiert und betrieben werden.

Das 4G LTE Cat 1 Gerät kann in allen europäischen Ländern ohne Einschränkungen genutzt werden.

Alle ResMed Geräte sind als Medizinprodukte im Sinne der Verordnung über Medizinprodukte klassifiziert. Jegliche Kennzeichnung auf dem Produkt und in Drucksachen mit der Angabe  0123 bezieht sich auf die Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745.

## Vastavusdeklaratsioon (vastavusdeklaratsioon raadioseadmete direktiivi nõuete suhtes)

ResMed deklareerib, et Air11 seade (REF: 394xx, 395xx ja WMOD: 39510, AIR114GT) vastab direktiivi 2014/53/EL (RED) põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni (DoC) koopia on saadaval veebileheküljel [ResMed.com/productsupport](https://www.resmed.com/productsupport)

Kui seade on märgistatud juhtmevaba mudeli numbriga (WMOD), vaadake WMOD-numbrile vastavaid ribasid. Kui WMOD puudub, vaadake ribasid, mis vastavad seadme tootemudeli numbrile (tähistatud VIITE sümboliga)

VIITE suhtes kohaldatavad vahemikud: 394xx, 395xx ja juhtmevaba mudeli number (WMOD): 39510

|                      | Sagedused*                              | Suurim raadiosageduslik väljundvõimsus (dBm) |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2G                   | 900/ 1800                               | 33.0                                         |
| 4G, LTE kategooria 1 | 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100               | 23.0                                         |
| LTE kategooria M1    | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20.0                                         |

Juhtmevaba mudeli numbrile (WMOD) sobivad sagedusribad: AIR114GT

|                      | Sagedused*                                                                                           | Suurim raadiosageduslik väljundvõimsus (dBm) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2G                   | 850/ 900                                                                                             | 35,5                                         |
| 2G                   | 1800/ 1900                                                                                           | 32,5                                         |
| 4G, LTE kategooria 1 | 2100 (B1, B4, B66) / 1900 (B2)/ 1800 (B3)/ 850 (B5)/ 2600 (B7, B38) / 900 (B8)/ 800 (B20)/ 700 (B28) | 25,7                                         |

\*Sagedusalad ei pruugi olla kõigis piirkondades saadaval.

Seade tuleb paigaldada ja seda kasutada minimaalsel kaugusel 15 mm seadme ja kasutaja vaheline

Seda 4G LTE 1. kategooria seadet saab kasutada kõigis Euroopa riikides ilma piiranguteta.

Kõik ResMedi seadmed liigitatakse meditsiiniseadmete direktiivi alusel meditsiiniseadmeteks. Kõik toote ja sellega seotud trükimaterjalide märgistused, millel on 0123 on seotud meditsiiniseadme määрусega (EL) 2017/745.

**Declaración de conformidad (Declaración de conformidad con la Directiva sobre los equipos radioeléctricos)** 

ResMed declara que el dispositivo Air11 (REF: 394xx, 395xx y WMOD: 39510, AIR114GT) cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE (RED). En Resmed.com/productsupport encontrará un ejemplar de la Declaración de conformidad

Si el dispositivo está identificado con un número de modelo inalámbrico (WMOD), consulte las bandas que se corresponden con el número WMOD. Si el WMOD no está, consulte las bandas que corresponden al número de modelo del aparato (indicado por el símbolo REF)

Bandas aplicables al REF: 394xx, 395xx y número de modelo inalámbrico (WMOD): 39510

|               | Frecuencias*                            | Salida de potencia máxima de RF (dBm) |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 2G            | 900/ 1800                               | 33.0                                  |
| 4G LTE Cat. 1 | 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100               | 23.0                                  |
| LTE Cat-M1    | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20.0                                  |

Bandas aplicables al número de modelo inalámbrico (WMOD, por sus siglas en inglés): AIR114GT

|              | Frecuencias*                                                                                         | Salida de potencia máxima de RF (dBm) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2G           | 850/ 900                                                                                             | 35.5                                  |
| 2G           | 1800/ 1900                                                                                           | 32.5                                  |
| 4G LTE Cat-1 | 2100 (B1, B4, B66) / 1900 (B2)/ 1800 (B3)/ 850 (B5)/ 2600 (B7, B38) / 900 (B8)/ 800 (B20)/ 700 (B28) | 25.7                                  |

\*Es posible que las bandas no estén disponibles en todas las regiones.

El dispositivo debe instalarse y operarse con una distancia mínima 15 mm (0,59 pies) entre el equipo y el cuerpo del usuario.

El dispositivo 4G LTE Cat 1 se puede utilizar en todos los países europeos sin restricciones.

Todos los dispositivos de ResMed tienen la clasificación de productos sanitarios en virtud del reglamento sobre productos sanitarios.

Cualquier etiquetado del producto y material impreso que muestre  0123 se encuentra en el marco del Reglamento sobre productos sanitarios (UE) 2017/745.

## Déclaration de conformité (Directive sur l'équipement radio)

ResMed déclare que l'appareil Air11 (RÉF : 394xx, 395xx et WMOD : 39510, AIR114GT) est en conformité avec les principales exigences et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE (RED). Vous trouverez une copie de la Déclaration de conformité sur [ResMed.com/productsupport](http://ResMed.com/productsupport)

Si l'appareil porte un numéro de modèle sans fil (WMOD), reportez-vous aux bandes correspondant au numéro WMOD. En l'absence de WMOD, reportez-vous aux bandes correspondant au numéro de modèle de l'appareil (indiqué par le symbole RÉF).

Bandes applicables à RÉF : 394xx, 395xx et au numéro de modèle sans fil (WMOD) : 39510

|                    | Fréquences*                             | Puissance de sortie RF max. (dBm) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2G                 | 900/ 1800                               | 33.0                              |
| 4G LTE catégorie 1 | 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100               | 23.0                              |
| LTE Cat-M1         | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20.0                              |

Bandes applicables au modèle sans fil numéro (WMOD) : AIR114GT

|              | Fréquences*                                                                                          | Puissance de sortie RF max. (dBm) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2G           | 850/ 900                                                                                             | 35.5                              |
| 2G           | 1800/ 1900                                                                                           | 32.5                              |
| 4G LTE Cat-1 | 2100 (B1, B4, B66) / 1900 (B2)/ 1800 (B3)/ 850 (B5)/ 2600 (B7, B38) / 900 (B8)/ 800 (B20)/ 700 (B28) | 25.7                              |

\*Les bandes de fréquences peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

L'appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale 15 mm (0,59 pieds) entre l'équipement et le corps de l'utilisateur.

Le dispositif 4G LTE catégorie 1 peut être utilisé dans tous les pays européens sans aucune restriction.

Tous les appareils de ResMed sont classés comme dispositifs médicaux en vertu de la directive sur les dispositifs médicaux. Tout étiquetage et document imprimé relatif au produit indiquant  0123 se rapporte au Règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745.

**Dichiarazione di conformità (dichiarazione di conformità alla Direttiva sulle apparecchiature radio) **

ResMed dichiara che il dispositivo Air11 (RIF: 394xx, 395xx e WMOD: 39510, AIR114GT) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE (RED). Una copia della dichiarazione di conformità può essere consultata alla pagina [Resmed.com/productsupport](https://Resmed.com/productsupport).

Se il dispositivo è contrassegnato con un numero di modello wireless (WMOD), fare riferimento alle bande che corrispondono al numero WMOD. Se il WMOD è assente, fare riferimento alle bande che corrispondono al numero di modello del dispositivo (indicato dal simbolo RIF).

Bande applicabili a RIF: 394xx, 395xx e numero di modello wireless (WMOD): 39510

|              | <b>Frequenze*</b>                       | <b>Massima potenza RF in uscita (dBm)</b> |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2G           | 900/1800                                | 33,0                                      |
| 4G LTE Cat-1 | 700/800/900/1800/2100                   | 23,0                                      |
| LTE Cat-M1   | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20,0                                      |

Bande applicabili al numero di modello wireless (WMOD): AIR114GT

|              | <b>Frequenze*</b>                                                                           | <b>Massima potenza RF in uscita (dBm)</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2G           | 850/900                                                                                     | 35,5                                      |
| 2G           | 1800/1900                                                                                   | 32,5                                      |
| 4G LTE Cat-1 | 2100 (B1, B4, B66)/1900 (B2)/1800 (B3)/850 (B5)/2600 (B7, B38)/900 (B8)/800 (B20)/700 (B28) | 25,7                                      |

\*Le bande potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni geografiche.

Il dispositivo deve essere posizionato e utilizzato a una distanza minima di 15 mm (0,59 piedi) dal corpo dell'utilizzatore.

Il dispositivo 4G LTE Cat-1 può essere utilizzato in tutti i Paesi europei senza alcuna limitazione.

Tutti i dispositivi ResMed sono classificati come dispositivi medici ai sensi della Direttiva sui dispositivi medici. Le etichette del prodotto e i materiali stampati recanti la marcatura  0123 fanno riferimento al Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745.

## NEDERLANDS

### Conformiteitsverklaring (verklaring van conformiteit met de richtlijn voor radioapparatuur)

ResMed verklaart dat het Air11-apparaat (REF: 394xx, 395xx en WMOD: 39510, AIR114GT) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU (richtlijn radioapparatuur). Een afschrift van de verklaring van conformiteit (DoC) is te vinden op [ResMed.com/productsupport](http://ResMed.com/productsupport)

Als het apparaat gemarkeerd is met een draadloos modelnummer (WMOD), raadpleeg dan de banden die overeenkomen met het WMOD-nummer. Als WMOD ontbreekt, raadpleeg dan de banden die overeenkomen met het modelnummer van het apparaat (aangegeven met het REF-symbool).

Banden van toepassing op REF: 394xx, 395xx en draadloos modelnummer (WMOD): 39510

|              | Frequenties*                                    | Maximaal RF-vermogen (dBm) |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 2G           | 900/ 1800                                       | 33.0                       |
| 4G LTE Cat 1 | 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100                       | 23.0                       |
| LTE Cat-M1   | 700/ 800/ 850/ 900/ 1700/ AWS/ 1800/ 1900/ 2100 | 20.0                       |

Banden van toepassing op draadloos modelnummer (WMOD): AIR114GT

|              | Frequenties*                                                                                         | Maximaal RF-vermogen (dBm) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2G           | 850/ 900                                                                                             | 35.5                       |
| 2G           | 1800/ 1900                                                                                           | 32.5                       |
| 4G LTE Cat-1 | 2100 (B1, B4, B66) / 1900 (B2)/ 1800 (B3)/ 850 (B5)/ 2600 (B7, B38) / 900 (B8)/ 800 (B20)/ 700 (B28) | 25.7                       |

\*Banden zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Het apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand 15 mm tussen de apparatuur en het lichaam van de gebruiker.

Het 4G LTE Cat 1-apparaat kan onbeperkt worden gebruikt in alle Europese landen.

Alle hulpmiddelen van ResMed zijn geclassificeerd als medische hulpmiddelen onder de Verordening betreffende medische

hulpmiddelen. Alle etikettering van het product en drukwerk met  0123 heeft betrekking op de Verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Samsvarserklæring (om samsvar med direktivet for radioutstyr) 

ResMed erklærer at Air11-apparatet (REF: 394xx, 395xx og WMOD: 39510, AIR114GT) er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU (direktivet om radioutstyr). En kopi av samsvarserklæringen finnes på [ResMed.com/productsupport](http://ResMed.com/productsupport)

Hvis apparatet er merket med et trådløst modellnummer (WMOD), se båndene som tilsvarer WMOD-nummeret. Hvis WMOD ikke finnes, se båndene som tilsvarer apparatets produktmodellnummer (angitt med REF-symbolet)

Bånd som gjelder for REF: 394xx, 395xx og trådløst modellnummer (WMOD): 39510

|               | Frekvenser*                             | Maks RF-effekt (dBm) |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 2G            | 900/1800                                | 33,0                 |
| 4G LTE kat. 1 | 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100               | 23,0                 |
| LTE Cat-M1    | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20,0                 |

Bånd som gjelder for trådløst modellnummer (WMOD): AIR114GT

|               | Frekvenser*                                                                                               | Maks RF-effekt (dBm) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2G            | 850/900                                                                                                   | 35,5                 |
| 2G            | 1800/1900                                                                                                 | 32,5                 |
| 4G LTE kat. 1 | 2100 (B1, B4, B66) / 1900 (B2) / 1800 (B3) / 850 (B5) / 2600 (B7, B38) / 900 (B8) / 800 (B20) / 700 (B28) | 25,7                 |

\*Bånd er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Apparatet skal installeres og brukes med minsteavstand 15 mm mellom utstyret og brukerens kropp.

4G LTE kat. 1-enheten kan brukes i alle europeiske land uten begrensninger.

Alle ResMed-apparater er klassifisert som medisinsk utstyr under direktivet om medisinsk utstyr. Eventuell merking av produktet og trykt materiale med symbolet  0123 gjelder EU-direktiv 2017/745 om medisinsk utstyr.

## Deklaracja zgodności (z Dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych)

ResMed deklaruje, że urządzenie Air11 (REF: 394xx, 395xx i WMOD: 39510, AIR114GT) jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE (RED). Kopia Deklaracji zgodności jest dostępna na stronie ResMed.com/productsupport.

Jeśli urządzenie jest oznaczone numerem modelu bezprzewodowego (WMOD), należy zapoznać się z pasmami odpowiadającymi numerowi WMOD. W przypadku braku numeru WMOD należy zapoznać się z pasmami odpowiadającymi numerowi modelu wyrobu dla urządzenia (oznaczone symbolem REF)

Pasma właściwe dla REF: 394xx, 395xx i numeru modelu bezprzewodowego (WMOD): 39510

|              | <b>Częstotliwości*</b>                  | <b>Maksymalna wytwarzana moc energii radiowej (dBm)</b> |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2G           | 900/ 1800                               | 33,0                                                    |
| 4G LTE Cat 1 | 700/800/900/1800/2100                   | 23,0                                                    |
| LTE Cat-M1   | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20,0                                                    |

Pasma właściwe dla modelu bezprzewodowego numer (WMOD): AIR114GT

|              | <b>Częstotliwości*</b>                                                                      | <b>Maksymalna wytwarzana moc energii radiowej (dBm)</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2G           | 850/900                                                                                     | 35,5                                                    |
| 2G           | 1800/1900                                                                                   | 32,5                                                    |
| 4G LTE Cat-1 | 2100 (B1, B4, B66)/1900 (B2)/1800 (B3)/850 (B5)/2600 (B7, B38)/900 (B8)/800 (B20)/700 (B28) | 25,7                                                    |

\*W niektórych regionach pasma mogą być niedostępne.

Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 15 mm między sprzętem a ciałem użytkownika.

Tego urządzenia 4G LTE Cat 1 można używać bez ograniczeń we wszystkich krajach europejskich.

Wszystkie urządzenia firmy ResMed są sklasyfikowane jako wyroby medyczne w świetle Dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych.

Wszelkie oznaczenia na produkcie i materiałach drukowanych w postaci znaku 0123 odnosi się do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

# PORTUGUÊS

## Declaração de conformidade (DdC com a Diretiva relativa a equipamentos de rádio)

A ResMed declara que o dispositivo Air11 (REF: 394xx, 395xx e WMOD: 39510 e AIR114GT) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE (RED, Diretiva relativa a equipamento de rádio). Pode obter uma cópia da Declaração de conformidade (DdC) em [Resmed.com/productsupport](https://resmed.com/productsupport)

Se o dispositivo estiver marcado com um número de modelo sem fios (WMOD), consulte as bandas que correspondem ao número WMOD. Se o WMOD estiver ausente, consulte as bandas que correspondem ao número de modelo do dispositivo (indicado pelo símbolo REF)

Bandas aplicáveis à REF: 394xx, 395xx e número de modelo sem fios (WMOD): 39510

|              | Frequências*                            | Saída de potência de RF máx. (dBm) |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 2G           | 900/1800                                | 33,0                               |
| 4G LTE Cat 1 | 700/800/900/1800/2100                   | 23,0                               |
| LTE Cat-M1   | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20,0                               |

Bandas aplicáveis ao número de modelo sem fios (WMOD): AIR114GT

|              | Frequências*                                                                                | Saída de potência de RF máx. (dBm) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2G           | 850/900                                                                                     | 35,5                               |
| 2G           | 1800/1900                                                                                   | 32,5                               |
| 4G LTE Cat 1 | 2100 (B1, B4, B66)/1900 (B2)/1800 (B3)/850 (B5)/2600 (B7, B38)/900 (B8)/800 (B20)/700 (B28) | 25,7                               |

\*As bandas poderão não estar disponíveis em todas as regiões.  
O dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima 15 mm entre o equipamento e o corpo do utilizador.  
O dispositivo 4G LTE Cat 1 pode ser utilizado em todos os países europeus sem quaisquer restrições.  
Todos os dispositivos ResMed são classificados como dispositivos médicos ao abrigo do Regulamento relativo a dispositivos médicos.  
Qualquer rotulagem do produto e material impresso que apresente  0123 diz respeito ao Regulamento relativo a dispositivos médicos (UE) 2017/745.

**Vaatimustenmukaisuusvakuutus (radiolaitedirektiiviin liittyvä vaatimustenmukaisuusvakuutus) **

ResMed ilmoittaa, että Air11-laitte (REF: 394xx, 395xx ja WMOD: 39510, AIR114GT) täyttää direktiivin 2014/53/EU (radiolaitedirektiivi) oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat ehdot. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa sivustolta Resmed.com/productsupport.

Jos laite on merkitty langattomalla mallinumerolla (WMOD), katso WMOD-numeroa vastaavat kaistat. Jos WMOD-numeroa ei ole, katso laitteen mallinumeroa vastaavat kaistat (merkitty REF-symbolilla).

REF:iin sovellettavat kaistat: 394xx, 395xx ja langaton mallinumero (WMOD): 39510

|              | <b>Taajuudet*</b>                       | <b>Enimmäisradiotaajuusteho (dBm)</b> |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 2G           | 900/ 1800                               | 33.0                                  |
| 4G LTE Cat 1 | 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100               | 23.0                                  |
| LTE Cat-M1   | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20.0                                  |

Langattomaan mallinumeroon (WMOD) sovellettavat taajuusalueet: AIR114GT

|              | <b>Taajuudet*</b>                                                                                    | <b>Enimmäisradiotaajuusteho (dBm)</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2G           | 850/ 900                                                                                             | 35.5                                  |
| 2G           | 1800/ 1900                                                                                           | 32.5                                  |
| 4G LTE Cat-1 | 2100 (B1, B4, B66) / 1900 (B2)/ 1800 (B3)/ 850 (B5)/ 2600 (B7, B38) / 900 (B8)/ 800 (B20)/ 700 (B28) | 25.7                                  |

\*Kaistat eivät välttämättä käytettävissä kaikissa maissa.

Laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että etäisyys 15 mm laitteen ja käyttäjän kehon välillä on mahdollisimman pieni.

4G LTE Cat 1 -laitetta voidaan käyttää kaikissa Euroopan maissa ilman rajoituksia.

Kaikki ResMedin laitteet on luokiteltu lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen mukaisiksi lääkinnällisiksi laitteiksi. Tuotteessa ja siihen liittyvässä painetussa materiaaalissa näkyvät merkinnät, joissa on symboli  0123, liittyvät lääkinnällisiä laitteita koskevaan asetukseen (EU) 2017/745.

Försäkran om överensstämmelse (avseende direktivet om radioutrustning) 

ResMed försäkrar att Air11-apparaten (REF: 394xx, 395xx och WMOD: 39510, AIR114GT) överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i rådets direktiv 2014/53/EU (RED). En kopia av Försäkran om överensstämmelse (DoC) finns på [ResMed.com/productsupport](https://www.resmed.com/productsupport)

Se de band som motsvarar WMOD-numret om apparaten är märkt med ett trådlöst modellnummer (WMOD). Se de band som motsvarar apparatens produktmodellnummer (anges med REF-symbolen) om WMOD inte anges.

Band som är tillämpliga på REF: 394xx, 395xx och trådlöst modellnummer (WMOD): 39510

|              | Frekvenser*                                 | Max. RF-uteffekt (dBm) |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 2G           | 900/1 800                                   | 33,0                   |
| 4G LTE Cat 1 | 700/800/900/1 800/2 100                     | 23,0                   |
| LTE Cat-M1   | 700/800/850/900/1 700/AWS/1 800/1 900/2 100 | 20,0                   |

Band som är tillämpliga på trådlöst modellnummer (WMOD): AIR114GT

|              | Frekvenser*                                                                                     | Max. RF-uteffekt (dBm) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2G           | 850/900                                                                                         | 35,5                   |
| 2G           | 1 800/1 900                                                                                     | 32,5                   |
| 4G LTE Cat 1 | 2 100 (B1, B4, B66)/1 900 (B2)/1 800 (B3)/850 (B5)/2 600 (B7, B38)/900 (B8)/800 (B20)/700 (B28) | 25,7                   |

\*Banden är eventuellt inte tillgängliga överallt.

Apparaten bör installeras och användas inom minimiavstånd 15 mm mellan utrustningen och användarens kropp.

4G LTE Cat 1-apparaten kan användas i alla europeiska länder utan några begränsningar.

Samtliga ResMed-apparater klassificeras som medicintekniska produkter enligt förordningen om medicintekniska produkter. Varje märkning av produkten och tryckt material som visar  0123 avser förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

## TÜRKÇE

### Uygunluk Beyanı (Telsiz Ekipmanları Direktifi İçin DoC)

ResMed, Air11 cihazının (REF: 394xx, 395xx ve WMOD: 39510, AIR114GT) 2014/53/AB (RED) Direktifinin temel gereklilikleri ile diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının (DoC) bir kopyası ResMed.com/productsupport adresinde bulunabilir.

Cihaz bir Kablosuz Model Numarası (WMOD) ile işaretlenmişse, WMOD numarasına karşılık gelen bantlara bakın. WMOD yoksa, cihazın ürün model numarasına karşılık gelen bantlara bakın (REF sembolü ile gösterilir).

REF için geçerli bantlar: 394xx, 395xx ve Kablosuz Model Numarası (WMOD): 39510

|              | Frekanslar*                             | Maks RF güç çıkışı (dBm) |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 2G           | 900/1800                                | 33,0                     |
| 4G LTE Kat 1 | 700/800/900/1800/2100                   | 23,0                     |
| LTE Kat-M1   | 700/800/850/900/1700/AWS/1800/1900/2100 | 20,0                     |

Kablosuz Model Numarası (WMOD) için geçerli bantlar: AIR114GT

|              | Frekanslar*                                                                                 | Maks RF güç çıkışı (dBm) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2G           | 850/900                                                                                     | 35,5                     |
| 2G           | 1800/1900                                                                                   | 32,5                     |
| 4G LTE Kat-1 | 2100 (B1, B4, B66)/1900 (B2)/1800 (B3)/850 (B5)/2600 (B7, B38)/900 (B8)/800 (B20)/700 (B28) | 25,7                     |

\*Söz konusu bantlar, tüm bölgelerde bulunmayabilir.

Cihaz, ekipman ile kullanıcının vücudu arasında minimum 15 mm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

4G LTE Kat 1 cihazı, tüm Avrupa ülkelerinde hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan kullanılabilir.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca tüm ResMed cihazları tıbbi cihazlar olarak sınıflandırılmaktadır. Ürünün ve basılı materyalin üzerinde bulunan ve 0123 simgesini gösteren tüm etiketler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (AB) 2017/745 ile ilgilidir.

## Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity [DoC] με την οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό)

Η ResMed δηλώνει ότι η συσκευή Air11 (REF: 394xx, 395xx και WMOD: 39510, AIR114GT) συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED). Ένα αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης (DoC) παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ResMed.com/productsupport

Εάν η συσκευή είναι επισημασμένη με αριθμό μοντέλου ασύρματου δικτύου (WMOD), ανατρέξτε στις ζώνες που αντιστοιχούν στον αριθμό WMOD. Εάν δεν υπάρχει WMOD, ανατρέξτε στις ζώνες που αντιστοιχούν στον αριθμό μοντέλου προϊόντος της συσκευής (υποδεικνύεται με το σύμβολο REF).

Ζώνες που εφαρμόζονται στο REF: 394xx, 395xx και αριθμός μοντέλου ασύρματου δικτύου (WMOD): 39510

|               | Συχνότητες*                                     | Μέγιστη έξοδος ισχύος ραδιοσυχνοτήτων (dBm) |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2G            | 900/ 1800                                       | 33,0                                        |
| 4G LTE Κατ. 1 | 700/ 800/ 900/ 1800/ 2100                       | 23,0                                        |
| LTE Κατ. M1   | 700/ 800/ 850/ 900/ 1700/ AWS/ 1800/ 1900/ 2100 | 20,0                                        |

Ζώνες που ισχύουν για τον αριθμό μοντέλου ασύρματου δικτύου (WMOD): AIR114GT

|               | Συχνότητες*                                                                                          | Μέγιστη έξοδος ισχύος ραδιοσυχνοτήτων (dBm) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2G            | 850/ 900                                                                                             | 35,5                                        |
| 2G            | 1800/ 1900                                                                                           | 32,5                                        |
| 4G LTE Κατ. 1 | 2100 (B1, B4, B66) / 1900 (B2)/ 1800 (B3)/ 850 (B5)/ 2600 (B7, B38) / 900 (B8)/ 800 (B20)/ 700 (B28) | 25,7                                        |

\*Οι ζώνες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 15 mm μεταξύ του εξοπλισμού και του σώματος του χρήστη.

Η συσκευή 4G LTE Κατ. 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες χωρίς περιορισμούς.

Όλες οι συσκευές ResMed ταξινομούνται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Κάθε επισημάνση του προϊόντος και του έντυπου υλικού, που φέρει τη σήμανση,  0123 σχετίζεται με τον Κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EE) 2017/745.

 **ResMed Pty Ltd**  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australia

See ResMed.com for other ResMed locations worldwide. Air11 is a trademark and/or registered trademark of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see ResMed.com/ip

© 2025 ResMed. 398278/2 2025-02