



AirSense™ 10
AirCurve™ 10

Addendum

ENGLISH

This addendum replaces the wireless module information found in the User and Clinical Guides.

Wireless module

Technology used:	Frequencies (MHz)*	Max RF power output (dBm ± dB)
2G	850/900/1800/1900	32.5 ± 1.0
3G	850/900/1900/2100	23.0 ± 1.0
4G	700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600	23.0 ± 1.0

*Bands may not be available in all regions.

FCC ID: 2ACHL-AIR104GU

IC ID: 9103A-AIR104GU

The devices comply with FCC Rules and Industry Canada rules.

The devices should be used at a minimum distance of 0.8" (2 cm) from the body during operation.

Additional information regarding the FCC Rules and IC compliance for the devices can be found in

www.resmed.com/downloads/devices

FRANÇAIS

Le présent addenda remplace les informations relatives au module sans fil figurant dans le Guide de l'utilisateur et le Guide clinique.

Module sans fil

Technologie utilisée :	Fréquences (MHz)*	Puissance max. de sortie RF (dBm ± dB)
2 G	850/900/1 800/1 900	32,5 ± 1,0
3 G	850/900/1 900/2 100	23,0 ± 1,0
4 G	700/800/850/900/1 700/1 800/1 900/2 100/2 300/2 600	23,0 ± 1,0

*Les bandes sont susceptibles de ne pas être disponible dans toutes les régions.

ID FCC : 2ACHL-AIR104GU

ID IC : 9103A-AIR104GU

Les appareils sont conformes aux règlements de la FCC et d'Industrie Canada.

Les appareils doivent être utilisés à une distance minimale de 2 cm (0,8 po) du corps pendant le fonctionnement.

Le site www.resmed.com/downloads/devices contient des renseignements supplémentaires au sujet de la conformité aux règlements de la FCC et d'IC applicables à ces dispositifs

ESPAÑOL

Este apéndice sustituye a la información del módulo inalámbrico que se encuentra en las Guías del usuario y de la clínica.

Módulo inalámbrico

Tecnología utilizada:	Frecuencias (MHz)*	Salida de potencia máxima de RF (dBm ± dB)
2G	850/900/1800/1900	32.5 ± 1.0
3G	850/900/1900/2100	23.0 ± 1.0
4G	700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600	23.0 ± 1.0

*Es posible que las bandas no estén disponibles en todas las regiones.

IDENTIFICACIÓN DE LA FCC: 2ACHL-AIR104GU

IDENTIFICACIÓN DE LA IC: 9103A-AIR104GU

Los dispositivos cumplen con las reglas de la FCC y las reglas de Industry Canada.

Los dispositivos deben usarse a una distancia mínima de 2 cm (0,8") del cuerpo durante su funcionamiento.

Puede encontrarse más información sobre el cumplimiento con la IC y las normas de la FCC pertenecientes a estos dispositivos en www.resmed.com/downloads/devices.

PORTUGUÊS

Este adendo substitui as informações do módulo sem fio encontradas nos Guias do usuário e clínico.

Módulo sem fio

Tecnologia usada:	Frequências (MHz)*	Potência máxima de saída RF (dBm ± dB)
2G	850/900/1800/1900	32,5 ± 1,0
3G	850/900/1900/2100	23,0 ± 1,0
4G	700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600	23,0 ± 1,0

*As bandas podem não estar disponíveis em todas as regiões.

ID FCC: 2ACHL-AIR104GU

ID IC: 9103A-AIR104GU

Os dispositivos atendem às normas da FCC e da Industry Canada.

Os dispositivos devem ser usados a uma distância mínima de 2 cm (0,8 pol) do corpo durante o funcionamento.

Informações adicionais relacionadas à conformidade com as normas da FCC e da IC para os dispositivos podem ser encontradas em www.resmed.com/downloads/devices



ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

See ResMed.com for other ResMed locations worldwide. AirSense and AirCurve are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see ResMed.com/ip.

© 2022 ResMed. 3781071/1 2022-09

ResMed.com

Rx Only

